

Syndrome	Symptômes	Étiologie	Pouls et langues	
<p><b>Vide de Yang du Rein</b> <b>L'eau déborde</b></p>  <p><b>Œdèmes due à vide rénal (SHEN XU SHUI FAN)</b></p>	<p>Distension et réplétion de l'abdomen, œdèmes, gonflement de tout le corps (en particulier des jambes, chevilles), sensation de Froid dans les jambes et le dos, douleurs lombaires, sensation de Froid, urines peu abondante et claires, ascite.</p> <p><i>Dans certains cas quand l'eau déborde, rajouter :</i> 1-en plus palpitations, dyspnée, mains froides 2- l'eau déborde inonde le Poumon : crachats aqueux et peu épais (écume, toux, asthme, essoufflement à l'effort)</p>	<p>-Accumulation Humidité chronique et ancienne entrave les onctions du Reins -Vide de Yang de la Rate (consommation excessive d'aliments crus et froid) -L'eau déborde et inonde le Cœur→Vide de Yang du Cœur→du à une Faible constitution héréditaire et PB émotionnels qui perturbe l'esprit -L'eau déborde et inonde le Poumon→Vide de Qi du Poumon→du à une accumulation de Froid Externe qui n'a pas été résorbé→transformation en glaires-fluides internes</p>	<p>Langue : pâle, gonflée, enduit blanc et glissant.</p> <p>Pouls : profond, faible et lent.</p>	
	<p><b>Principe de traitement thérapeutique</b></p>	<p><b>Points</b></p>	<p><b>Pharmacopée</b></p>	
<p><b>Type vide/ et plénitude (l'eau déborde)</b></p>	<p>Tonifier et réchauffer le Rein Transformer l'Eau Tonifier et réchauffer le Yang de la Rate</p> <p><i>Lorsque l'Eau déborde</i> Réchauffer et tonifier respectivement le Yang du Cœur ou le Qi du Poumon</p>	<p><b>V20(t)(m), V22(t), V23(t), DM4(t)(m), RM9(d), E28(d), Rte9(d), Rte6(d), Rn7(t)</b></p> <p>1-l'Eau inonde le Cœur <b>DM14(t)(m), V15(t)</b> 2-l'Eau inonde le Poumon <b>P7(t), DM12(t)(d)(m)</b></p> <p><i>Note : méthode *</i></p>	<p><b>JIN GUI SHEN QI WAN</b> (Pilule pour le Qi du Rein d'après le coffret d'Or) additionnée de <b>WU LING SAN</b> (Poudre des cinq « Ling » ) Poudre des cinq ingrédients avec poria cocos</p>	

**Correspondance avec les pathologies classiques :**

**Note :** \* Méthode : tonification sur les points destinés à tonifier le Yang du Rein et le Yang de la Rate (V23, DM4, V20, Rn7), ou le Yang du Cœur (DMI4, V15), ou le Qi du Poumon (V23, P7, DM12). Dispersion sur tous les autres points pour disperser l'Humidité et transformer l'Eau. On peut utiliser des moxas. Prendre de grosses aiguilles et laisser les points ouverts après avoir retiré les aiguilles, afin que s'échappent quelques gouttes de liquide.